

DUALCODE

製品マニュアル（カール）

Lineup

製品一覧



CODE-H

内容:1液(強) 容量:1,000g



CODE-N

内容:1液(中) 容量:1,000g



CODE-S

内容:1液(弱) 容量:1,000g



CODE-2

内容:2液(ブロム酸) 容量:1,000g

Products Spec

製品スペック

製品名	CODE-H 1液(強)	CODE-N 1液(中)	CODE-S 1液(弱)	CODE-2 2液(ブロム酸)
容量	1,000g			
特徴成分	CMC／カシミヤケラチン／トステア／キトサン／エルカラクトン			
pH	9.0	7.0	4.5	
アルカリ剤	アルギニン／モノエタノールアミン			
アルカリ度	4.0	1.5	0	
毛髪軟化成分	システアミン／チオグリコール酸システアミン			
総還元力(TG換算)	6.8	5.0	4.0	

Selection
薬液選定



ダメージ：低

バージン毛／薬液履歴なし

CODE-H

20分



ダメージ：中

カラー履歴あり

CODE-N

20分



ダメージ：高

ブリーチ／ストレート／パーマ履歴あり

CODE-S

20分


Flow
施術フロー



STEP.1 履歴チェック・薬液選定

お客様のご要望をヒアリングの上、ダメージレベルから薬液を選定します。

STEP.2 1液塗布




STEP.3 ワインディング


タオルドライ後にワインディングを行い、完了後に加温します。

加温目安 | ①70℃:10分 ②80℃:10分 ③完全乾燥後100℃:3分

STEP.4 2液塗布



STEP.5 後処理・ドライ



創造力を解き放つ、業界初の美容師専用AIプラットフォーム

LOWBAL Intelligence

業界初の美容師専用AIプラットフォームとしてストレートやカーリング施術における実際の施術事例やレシピを掲載しています。これにより、技術者の経験値に依存しがちな判断をサポートし、施術のばらつきや失敗リスクを最小限に抑えることが可能です。日々の施術現場における「迷わない選択肢」として、美容師様の業務をサポートします。

DUALCODEのレシピも随時追加予定！



QRコードから豊富なコンテンツと
機能を無料でご利用いただけます！